

Sehr geehrter UNGUATOR® Anwender,

anbei finden die Rührempfehlung des aktuellen Ringversuchs des Zentrallaboratoriums Deutscher Apotheker e.V. „Hydrophile Hydrocortison-Creme 0,25 % - NRF 11.36.“ für alle derzeit verfügbaren UNGUATOR® Geräte.

Bitte wählen Sie die Rührempfehlung passend zu Ihrem UNGUATOR® Gerät und drucken Sie diese aus.

Bei noch offenen Fragen können Sie sich gerne an das UNGUATOR® Competence Center wenden.

Kontakt:

UNGUATOR® Competence Center

Tel: 0951/ 58 255

E-Mail: unguator.contact@gako-int.com

UNGUATOR® TECHNOLOGY

BY
A. Konietschko
ALBRECHT KONIETZKO - PHARMACIST & INVENTOR

Hydrophile Hydrocortison-Creme 0,25 % (NRF 11.36) - UNGUATOR® B/R

Zusammensetzung

Hydrocortison (mikrofein)		0,125 g
Basiscreme DAC	ad	50,0 g

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zum Arbeiten mit der UNGUATOR® Technologie.

Rührwerkzeug

UNGUATOR® Standardflügelrührer

Anreibevorgang

In der tarierten UNGUATOR® Kruke werden ca. 30 % der Grundlage vorgelegt. Das abgewogene Hydrocortison wird seitlich versetzt hinzugefügt und mit etwas Grundlage bedeckt.

Der Krukenboden kann für den Anreibevorgang etwas nach oben geschoben werden.

Einstellungen

Umdrehungsgeschwindigkeit:	1350 U/min = Drehzahlregler mittig in der zweiten Hälfte ausrichten
Rühdauer:	1:30 Minuten

Hauptrührvorgang

Die UNGUATOR® Kruke wird mit der restlichen Basiscreme DAC aufgefüllt.
Die Rezeptur wird vor dem Rührvorgang deckelnah geschoben.

Einstellungen

Umdrehungsgeschwindigkeit:	2000 U/Min = Drehzahlregler ganz nach rechts
Rühdauer:	2:00 Minuten

Besonderheiten

Für Hydrocortison ist ein Einwaagekorrekturfaktor zu beachten.

Achtung: Für andere UNGUATOR® Krukengrößen und Rezepturzusammensetzungen können andere Rührangaben gelten!

UNGUATOR® TECHNOLOGY

BY
A. Konietzko
ALBRECHT KONIETZKO - PHARMACIST & INVENTOR

Hydrophile Hydrocortison-Creme 0,25 % (NRF 11.36) - UNGUATOR® e/s

Zusammensetzung

Hydrocortison (mikrofein)		0,125 g
Basiscreme DAC	ad	50,0 g

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zum Arbeiten mit der UNGUATOR® Technologie.

Rührwerkzeug

UNGUATOR® Standardflügelrührer

Anreibevorgang

In der tarierten UNGUATOR® Kruke werden ca. 30 % der Grundlage vorgelegt. Das abgewogene Hydrocortison wird seitlich versetzt hinzugefügt und mit etwas Grundlage bedeckt.

Der Krukenboden kann für den Anreibevorgang etwas nach oben geschoben werden.

Einstellungen

Umdrehungsgeschwindigkeit: **1290 U/min = Stufe 4**
Rührdauer: **3:30 Minuten**

Hauptrührvorgang

Die UNGUATOR® Kruke wird mit der restlichen Basiscreme DAC aufgefüllt.
Die Rezeptur wird vor dem Rührvorgang deckelnah geschoben.

Einstellungen

Umdrehungsgeschwindigkeit: **1930 U/min = Stufe 8**
Rührdauer: **2:00 Minuten**

Besonderheiten

Für Hydrocortison ist ein Einwaagekorrekturfaktor zu beachten.

Achtung: Für andere UNGUATOR® Krukengrößen und Rezepturzusammensetzungen können andere Rührangaben gelten!

UNGUATOR® TECHNOLOGY

BY
A. Konietschko
ALBRECHT KONIETZKO - PHARMACIST & INVENTOR

Hydrophile Hydrocortison-Creme 0,25 % (NRF 11.36) - UNGUATOR® 2100

Zusammensetzung

Hydrocortison (mikrofein)		0,125 g
Basiscreme DAC	ad	50,0 g

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zum Arbeiten mit der UNGUATOR® Technologie.

Rührwerkzeug

UNGUATOR® Standardflügelrührer

Anreibevorgang

In der tarierten UNGUATOR® Kruke werden ca. 30 % der Grundlage vorgelegt. Das abgewogene Hydrocortison wird seitlich versetzt hinzugefügt und mit etwas Grundlage bedeckt.

Der Krukenboden kann für den Anreibevorgang etwas nach oben geschoben werden.

Einstellungen

Programm: **Suspension < 2 %**

Hauptrührvorgang

Die UNGUATOR® Kruke wird mit der restlichen Basiscreme DAC aufgefüllt.

Die Rezeptur wird vor dem Rührvorgang deckelnah geschoben.

Einstellungen

Programm: **Suspension < 2 % Fortsetzung**

Besonderheiten

Für Hydrocortison ist ein Einwaagekorrekturfaktor zu beachten.

Achtung: Für andere UNGUATOR® Krukengrößen und Rezepturzusammensetzungen können andere Rührangaben gelten!

UNGUATOR® TECHNOLOGY

BY
A. Konietzko
ALBRECHT KONIETZKO - PHARMACIST & INVENTOR

Hydrophile Hydrocortison-Creme 0,25 % (NRF 11.36) - UNGUATOR® QMS

Zusammensetzung

Hydrocortison (mikrofein)		0,125 g
Basiscreme DAC	ad	50,0 g

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zum Arbeiten mit der UNGUATOR® Technologie.

Rührwerkzeug

UNGUATOR® Standardflügelrührer

Anreibevorgang

In der tarierten UNGUATOR® Kruke werden ca. 30 % der Grundlage vorgelegt. Das abgewogene Hydrocortison wird seitlich versetzt hinzugefügt und mit etwas Grundlage bedeckt.

Der Krukenboden kann für den Anreibevorgang etwas nach oben geschoben werden.

Einstellungen

Programm: **Standard/Anreibeprogramm**

Hauptrührvorgang

Die UNGUATOR® Kruke wird mit der restlichen Basiscreme DAC aufgefüllt.

Die Rezeptur wird vor dem Rührvorgang deckelnah geschoben.

Einstellungen

Programm: **Standard/Suspension < 2 %**

Besonderheiten

Für Hydrocortison ist ein Einwaagekorrekturfaktor zu beachten.

Achtung: Für andere UNGUATOR® Krukengrößen und Rezepturzusammensetzungen können andere Rührangaben gelten!

UNGUATOR® TECHNOLOGY

BY
A. Konietschko
ALBRECHT KONIETZKO - PHARMACIST & INVENTOR